



**Imitation zum Insekt des Monats Februar 2005**  
**– Baetis sp. –**

---

**RK – CDC Emerger**



---

**Materialliste**

<b>Haken:</b>	Partridge „Surehold Upwing Dry Barbless“ #16
<b>Bindefaden:</b>	Czech-Nymphs Hyperfine, dunkelbraun
<b>Schwanzfäden:</b>	RK- Coq de Leon, Premium-Qualität, Pardo
<b>Abdomen:</b>	SLF Masterclass Dubbing (O.Edwards), No.4 (Baetis Dark – Iron Blue)
<b>Thorax/Flügel Nr.1:</b>	RK-CDC, Dark Blue Dun
<b>Flügel Nr. 2:</b>	RK- Coq de Leon, Premium-Qualität, Pardo

---

**Bindeablauf**

1. *Schwanzfäden* – Grundwicklung anfertigen, den Bindefaden am Hakenbogen belassen und dort zwei Fibern vom Coq de Leon einbinden (wichtig ist eine starke V-Form der beiden Schwanzfäden, dies dient auch der späteren, besseren Schwimffähigkeit), sichern und überstehende Reste abschneiden
2. *Abdomen* – Das SLF Dubbing auf den Faden bringen und mit der Schlaufentechnik verdrillen, dann einen schlanken Abdomen formen, diesen 2-3mm vor das Hakenöhr, abfangen und sichern.
3. *Flügel Nr. 2* – einige Fibern vom Coq de Leon, als nach hinten stehende Flügelspitzen einbinden und sichern (Länge der Flügelspitzen = circa die Körperlänge der Gesamtimitation, ohne Schwanzfäden)
4. *Thorax/Flügel Nr.1* – einige CDC-Fibern (Flaum) zum dubben abzupfen, auf den Bindefaden bringen, dann mit der Schlaufentechnik verdrillen. Die erste Windung hinter die eben eingebundenen Coq de Leon Flügelspitzen binden, damit die Flügelspitzen leicht nach oben stehen, dann den restlichen CDC-Dubbingstrang wieder etwas auseinander zupfen (damit der Bindefaden „frei“ wird). Nun eine kleine CDC-Feder einbinden und so positionieren, dass ein schöner, dezenter und nach hinten zeigender (Vorder)Flügel entsteht. Anschließend, mit dem Rest des CDC-Dubbingstrangs, den übrigen Thorax fertig formen, kurz vor dem Öhr abfangen (1mm) und sichern
5. *Kopf/Abschluss* – nun einen Kopf formen und mit einem Kopfknoten sichern, den Kopf mit etwas Kopflack lackieren, alles zurecht zupfen/stutzen, fertig